



BV SHOWER ARM

BV SHOWER ARM

ビーブイシャワーアーム

「すべての方に
快適な入浴時間を」

BV SHOWER ARM（ビーブイシャワーアーム）は、高齢者やからだの不自由な方、あるいはそうした方の介護をされる方、また、リウマチや関節痛でお困りの方が、ストレスなく入浴していただくために開発された浴室補助具です。一般の浴室に設置されているシャワーは、思ったよりも高所に取り付けられていたり、上下の調節はできてもヘッドの角度などの調節はできないことがほとんどです。

じつはこのような場所で、高齢者や障がいを持った方々にとって、入浴・洗髪はたいへんな負担になっているのです。

「もう少し近くにシャワーがあれば」「シャワーのヘッドがあと少しだけ前に出てくれているなら」こういった声があつた耳に入るようになりました。

すべての方が快適な入浴時間を過ごせるようにと開発されたこの BV SHOWER ARM は、入浴補助器具として高齢者の方やからだの不自由な方のみならず、様々な環境で一般の方にもひろくお使い頂いています。

※「BV」とは「BEKVÄM」（ベックヴァム）の略で


「快適」という意味のスウェーデン語です。

BV SHOWER ARM の特徴




point 1 シャワーが 20cm 手前に

- 壁からシャワーヘッドが離れる分、体を動かせる範囲がおおしく広がります。
- 「腰を上げる」「手を伸ばす」などの、ちょっとした動きの負担が軽減されます。



point 2 上下に段階調節

- 自分のお好みの角度でシャワーをセットできます。
- 真下に向けると、オーバーヘッドシャワーのような使い心地に。



point 3 水平方向に無段階調節

- 片手でも軽い力で左右に動かすことができ、簡単に向きを変える事ができます。
- ちょっと水を避けたい時に便利です。



point 4 工事不要で取り付け簡単

- 既存の受け具に差し込むだけの簡単装着（付属の落下防止ゴムの取り付けも簡単です）
- 工事不要ですので、購入したその日からすぐに使用していただくことができます。



お使いのシャワーラックに差し込んで、落下防止ゴムを取り付けるだけ。いつものシャワーヘッドが、あなたに合わせた位置・角度に調整でき、快適な位置でシャワーを固定することが出来ます。



落下防止ゴム

このように、差し込んだあとに、フック部分の下の溝に、落下防止ゴムを装着してご使用ください。落下防止ゴムは、お使いの受け具に合わせて、位置を調整できます。

専門家の方にお話を伺いました

「一般の方にも、体の不自由な方にも
使っていただける、便利な浴室補助具」

BV SHOWER ARM（ビーバイシャワーアーム）は、浴室壁から20cm離れた位置でシャワーヘッドを装着し、首振り角度と水平方向の振り幅の組合せによってシャワーを浴びやすい位置にシャワーヘッドをセットしやすくできるグッズです。

一般用の便利グッズとして使用できると思いますが、シャワーヘッドを手で持ってシャワーを浴びることが困難な身体の不自由な方々にとっても有効なグッズと言えます。

さらに、身体障害者補助犬（盲導犬・介助犬・聴導犬）を利用している方は、手を自由に使えない状態でも犬を洗体する世話が必要な場合がありますが、このグッズが便利に利用できるでしょう。

ご使用になられる際は、使用方法をよく守って活用されてください。

横浜市総合リハビリテーションセンター
テクニカルアドバイザー 飯島 浩 氏



「少しいい」が「ちょうどいい」

「BV」とは、「BEKVÄM」（ベックヴァム）の略で「快適」という意味のスウェーデン語です。たった20cm手前にシャワーヘッドがくるだけで、使い心地が大きく変わります。高齢者の方やからだの不自由な方にはもちろん、一般の方にもご使用いただけます。20cmの小さな魔法で、今までにない快適な入浴時間を過ごす事が出来ます。

このBV SHOWER ARM（ビーバイシャワーアーム）の開発にあたり、これまでに多くのモニターの方にお試しいただきました。みなさまがそれぞれの環境に合わせて、BV SHOWER ARM を使ってくださいています。たくさん届いた声の中から、一部をご紹介します。



介護福祉士・55歳
(岡山県)

シャワーの位置が少し前に出るだけでこんなに使い心地が違うとは思いませんでした。入浴の介助をする際に、とても助かっています。

持ち運びがラクなので、旅行先や銭湯でも使っています。自分で使うのも便利ですし、高齢の母との旅行でも洗髪の手伝いがラクになり、重宝しています。



佐賀県・56歳
(佐賀県)

赤ちゃんの入浴時、両手があくのでとても助かっています。壁との距離ができるので、その場所に子供用の風呂桶を置いたときに、ちょうどいい場所にシャワーのお湯がかかるようになり、便利です。



主婦・34歳
(福岡県)



デザイナー・37歳
(千葉県)

以前に事故で片腕をなくし、入浴の際には片手で全部を行うため、そのせいで腰が痛くなる事もしばしばありました。ですが、これを使うようになってからはほとんどの動作をシャワーを持たずにできるので、時間も短縮できてとても助かっています。



タクシー運転手・68歳
(東京都)

体を前に倒すときやシャワーに手を伸ばすときなどに腰痛で辛かった動作が圧倒的に減り、楽に髪を洗えます。億劫だった入浴が、楽しくなりました。

大型犬を飼っているのですが、シャンプーをする際に両手が空くので便利です！



会社員・47歳
(埼玉県)

製品仕様


名称	BV SHOWER ARM (ビーバイシャワーアーム)
寸法	全長275mm (棒部分200mm/差し込みネック部分118mm)
重量	300g
調節角度	段階調節式 (30度ずつ)
色	シルバー (留め具部分・ブルー)
材質	プラスチック・ステンレス (落下防止部品/ゴム)
標準価格	オープン価格



落下防止ゴム



BV SHOWER ARM 本体



※本カタログに掲載された写真に使われているシャワーヘッドおよび高さ調節バーは本製品には含まれません。
※ご覧になれる環境によって、実物とは違う色味に見える場合がございますので ご了承ください。

備考

